

Anti-Bdkrb2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P30411

Artikelnummer: CM0029619



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes BDKRB2 (B2-Bradykinin-Rezeptor), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt Human, Maus, Ratte. Geeignet für Forschung zu GPCR-Signalwegen und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BDKRB2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	B2R; BK2; BK-2; BKR2; BRB2; BDKRB2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	624
GenID	624
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 302-391 von humanem BDKRB2 enthält (NP_000614.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30411
Proteinmasse	44 kDa
Versand	Eisbeutel