


Anti-Bdnf Monoklonaler Antikörper Für If-P, Elisa - P23560

Artikelnummer: CM0005654



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches BDNF, validiert für IF-P und ELISA. Erkennt BDNF von Maus und Ratte. Ideal für neurowissenschaftliche Forschung zu neurotropher Signalgebung, synaptischer Plastizität und neuronalem Überleben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BDNF Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ANON2; BULN2; BDNF
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	627
Gen-ID	627
Immunogen	Synthetisches Peptid – Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100–200 von menschlichem BDNF (P23560) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P23560
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel