


Anti-Bdnf Monoklonaler Antikörper (Maus) Für Wb, Elisa - P23560

Artikelnummer: CM0003884



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Maus-Antikörper gegen humanes BDNF (P23560), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt BDNF von Maus und Ratte. Ideal für Neurobiologie und Studien zur synaptischen Plastizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BDNF Maus mAb
Bemerkungen/Alias	ANON2; BULN2; BDNF
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	627
GenID	627
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-247 von humanem BDNF (P23560) entspricht
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P23560
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel