


Anti-Bdnf-Kaninchen-Polykonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P23560

Artikelnummer: CM0022466



Einführung

Polykonaler Kaninchenantikörper gegen humanes BDNF (vom Gehirn abgeleiteter neurotropher Faktor), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Neurowissenschaften und die Neurotrophinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BDNF-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ANON2; BULN2; BDNF
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	627
GeneID	627
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-247 des humanen BDNF (NP_733928.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23560
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Kühlakku