

Anti-Beclin 1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q14457

Artikelnummer: CM0029284



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Beclin 1 (ATG6/VPS30), erzeugt mit rekombinantem Immunogen. Validiert für WB, IP, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Autophagie- und Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Beclin 1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATG6; VPS30; beclin1; Beclin 1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8678
Gen-ID	8678
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-280 von humanem Beclin 1 (NP_003757.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14457
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel