

Anti-Beclin 1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb Und Elisa - Q14457

Artikelnummer: CM0005889



Einführung

KO-validierter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Beclin 1, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-Beclin 1. Geeignet für Autophagie- und Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] Beclin 1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ATG6; VPS30; beclin1; Beclin 1; BECN1; beclin-1; 1
Spezies	Human
GeneID (human)	8678
GeneID	8678
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-280 von humanem Beclin 1 (NP_003757.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q14457
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eistasche