

Anti-Best1 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 076090

Artikelnummer: CM0030348



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches Bestrophin-1 (BEST1). Validiert für WB und ELISA; Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zum retinalen Pigmentepithel und Studien zu Anionenkanälen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BEST1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ARB; BMD; BEST; RP50; VMD2; TU15B; Best1V1Delta2; BEST1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7439
GenID	7439
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 171-270 von menschlichem BEST1 entspricht (NP_004174.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	076090
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel