


Anti-Bet1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O15155

Artikelnummer: CM0015472



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes BET1 (HBET1), validiert in WB und ELISA. BET1 ist ein SNARE-Protein, das für den vesikulären Transport vom ER zum Golgi erforderlich ist und an den ER- sowie Cis-Golgi-Membranen lokalisiert ist. Ideal zur Untersuchung des intrazellulären Transports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BET1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HBET1; BET1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10282
GeneID	10282
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-94 des humanen BET1 (NP_005859.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15155
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Kühlakku