

Anti-Bet1L Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nym9

Artikelnummer: CM0018642

Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes BET1L (GS15), ein Golgi-SNARE-Protein. Geeignet für Anwendungen in WB und ELISA. BET1L ist am retrograden Vesikeltransport und der Integrität des Golgi-Komplexes beteiligt. Ideal für Forschung zu Golgi-Transport und SNARE-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BET1L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GS15; BET1L1; GOLIM3; HSPC197; BET1L
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51272
Gen-ID	51272
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-60 von humanem BET1L (NP_057610.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NYM9
Proteinmasse	12 kDa
Versand	Eisbeutel