

Anti-Beta 2 Mikroglobulin (B2M) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P61769

Artikelnummer: CM0007359



Einführung

Validierter Anti-beta 2 Mikroglobulin Kaninchen-mAk für WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA. Erkennt humanes B2M (13 kDa). Ideal für Studien zur MHC-Klasse-I-Antigenpräsentation und Amyloidose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD validiert] Beta 2 Mikroglobulin Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Aliase	B2M; IMD43; beta-2-mikroglobulin
Spezies	Mensch
Gen-ID	567
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-119 von humanem $\beta 2$ Mikroglobulin (NP_004039.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P61769
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Eisbeutel