

Anti-Beta-2-Mikroglobulin Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P61769

Artikelnummer: CM0016680



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes beta-2-Mikroglobulin, validiert für Western Blot, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA; weist Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte auf. Geeignet für die Erforschung der MHC-Klasse-I-Antigenpräsentation und Immunfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	beta 2 Mikroglobulin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IMD43; beta 2 Mikroglobulin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	567
Gen-ID	567
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-119 des humanen beta-2-Mikroglobulins entspricht (NP_004039.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61769
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel