


Anti-Beta-2-Mikroglobulin Kaninchen Mab Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P61769

Artikelnummer: CM0003212



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes beta 2 Mikroglobulin (B2M), geeignet für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ein zentrales Werkzeug für Studien zur Antigenpräsentation der MHC-Klasse I.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	beta 2 Mikroglobulin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IMD43; beta 2 Mikroglobulin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	567
GenID	567
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61769
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel