

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Beta-2-Mikroglobulin-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61769

Artikelnummer: CM0015321



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes beta-2-Mikroglobulin, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die MHC-I- und Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Beta-2-Mikroglobulin-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	IMD43; beta-2-Mikroglobulin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	567
Gen-ID	567
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 21-119 des humanen beta-2-Mikroglobulins (NP_004039.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61769
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel