

Anti-Beta-Defensin 26 (Defb26) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q32Zg6

Artikelnummer: CM0013142

Einführung

Defb26 Rabbit pAb polyklonaler Antikörper, validiert für IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit human. Erzeugt in Kaninchen gegen rekombinantes Ratten-Defb26-Protein. Für antimikrobielle Defensin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Defb26 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DEFB126; C20orf8; DEFB-26; DEFB26; HBD26; bA530N10.1; hBD-26; Defb26
Spezies	Ratte
Gen-ID (Human)	81623
Gen-ID	641629
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-128 von Ratten-Defb26 (NP_001032595.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q32ZG6
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eistasche