

Anti-Beta-Galactosidase (Glb1) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P16278

Artikelnummer: CM0007386



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen menschliches Beta-Galaktosidase (GLB1), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Geeignet zum Nachweis von GLB1 in der Lysosomen- und Elastogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Beta-Galaktosidase (GLB1) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GLB1; EBP; ELNR1; MPS4B; Beta-Galaktosidase
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2720
Immunogen	Rekombinantes Protein von menschlicher Beta-Galaktosidase (GLB1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P16278
Proteingewicht	60kDa/72kDa/76kDa
Versand	Eisbeutel