


Anti-Beta-Galactosidase (Glb1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P16278

Artikelnummer: CM0016241



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GLB1 (Beta-Galactosidase/Elastin-Rezeptor 1), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu lysosomalen Speicherkrankheiten und Elastogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	GLB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EBP; ELNR1; MPS4B; GLB1
Spezies	Human
Gen-ID	2720 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-270 des humanen GLB1 (NP_000395.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P16278
Proteingewicht	76kDa
Versand	Eisbeutel