


Anti-Beta-Glucuronidase (Gusb) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P08236

Artikelnummer: CM0002563



Einführung

Dieser monoklonale Kaninchen-Antikörper richtet sich gegen humane Beta-Glucuronidase (GUSB), ein lysosomales Enzym, das Dermatan- und Keratansulfate abbaut. Ideal für WB- und ELISA-Anwendungen mit humanen Proben. Das Immunogen entspricht den Aminosäuren 1-100.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Beta-Glucuronidase (GUSB) Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	BG; MPS7; Beta-Glucuronidase (GUSB)
Spezies	Human
GeneID (Human)	2990
GeneID	2990
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 der humanen Beta-Glucuronidase (GUSB) entspricht (NP_000172.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08236
Proteingewicht	75 kDa
Versand	Kühlakku