

Anti-Bfar-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzs9

Artikelnummer: CM0025562

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes BFAR (RNF47), validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit humanen, murinen und Ratten-Proben. Geeignet für Apoptose- und ER-Stress-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BFAR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BAR; RNF47; BFAR
Spezies	Mensch
GenID	51283
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-140 von humanem BFAR (NP_057645.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NZS9
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel