

Anti-Bgn Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P21810

Artikelnummer: CM0028482

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Biglycan (BGN), geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Ideal für die Erforschung der extrazellulären Matrix und des Bindegewebes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BGN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PGI; MRLS; DSPG1; PG-S1; SEMDX; SLRR1A; BGN
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	633
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 38-368 von humanem BGN (NP_001702.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P21810
Protein-Gewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel