

Anti-Bhlhe40 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O14503

Artikelnummer: CM0027088

Einführung

BHLHE40 Kaninchen-poliklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf den zirkadianen Transkriptionsrepressor DEC1/SHARP2 ab. Ideal für Forschung zu biologischen Rhythmen und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BHLHE40 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DEC1; HLHB2; BHLHB2; Clast5; SHARP2; STRA13; Stra14; SHARP-2; BHLHE40
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8553
Gen-ID	8553
Immunogen	Rekombinantes Protein oder rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 121-300 des menschlichen BHLHE40 (NP_003661.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14503
Proteinmasse	46 kDa
Versand	Eispackung