

## Anti-Bhlhe41 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9C0J9

Artikelnummer: CM0017841

### Einführung

Polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches BHLHE41 (DEC2/SHARP1) gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Erkennt menschliches und rattes BHLHE41, mit einem Immunogen aus den Aminosäuren 120-280. Geeignet für Studien zu zirkadianen Rhythmen und transkriptioneller Repression.

[Mehr erfahren](#)

| Spezifikation     | Detail                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | BHLHE41 Kaninchen pAb                                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | DEC2; FNSS1; hDEC2; BHLHB3; SHARP1; BHLHE41                                                                                           |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                |
| GenID (Mensch)    | 79365                                                                                                                                 |
| GenID             | 79365                                                                                                                                 |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 120-280 von menschlichem BHLHE41 (NP_110389.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                             |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Ratte                                                                                                                         |
| SWISS             | Q9C0J9                                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 50 kDa                                                                                                                                |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                             |