


Anti-Bicd2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Td16

Artikelnummer: CM0018401



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen BICD2 (SMALED2) für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. BICD2 ist ein Adapterprotein für den Dynein-Motorkomplex und ist am Golgi-ER-Transport sowie an der Positionierung des Zellkerns beteiligt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	BICD2-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	SMALED2; SMALED2A; SMALED2B; bA526D8.1; BICD2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	23299
GeneID	23299
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 440-620 des menschlichen BICD2 (NP_001003800.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TD16
Proteingewicht	94 kDa
Versand	Kühlakku