

Anti-Bid Kaninchen Mab (Kd-Validiert) Für Wb, Elisa - P55957

Artikelnummer: CM0007631



Einführung

KD-validierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes Bid (UniProt P55957, 22 kDa). Geeignet für Western Blot und ELISA; ideal für Studien zu Apoptose und mitochondrialen Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] Bid Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FP497; [KD Validiert] Bid
Spezies	Mensch
Gen-ID	637
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-195 von menschlichem Bid (NP_001187.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P55957
Proteinmasse	22 kDa
Versand	Eisbeutel