


## Anti-Bif-1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q9Y371

Artikelnummer: CM0028409



### Einführung

Hochwertiger Bif-1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für IF/ICC und ELISA. Zielt auf menschliches Endophilin-B1 (SH3GLB1), einen zentralen Regulator der mitochondrialen Dynamik, Autophagie und Apoptose. Ideal für IVD- und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | Bif-1 Kaninchen pAb                                                                                                             |
| Bemerkungen/Aliaße | Bif-1; CGI-61; PPP1R70; dj612B15.2                                                                                              |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                          |
| Gen-ID (Mensch)    | 51100                                                                                                                           |
| Gen-ID             | 51100                                                                                                                           |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-365 von menschlichem Bif-1 (NP_057093.1) enthält. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung          | IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität   | Mensch                                                                                                                          |
| SWISS              | Q9Y371                                                                                                                          |
| Proteingewicht     | 41 kDa                                                                                                                          |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                       |