


Anti-Bim Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O43521

Artikelnummer: CM0002482



Einführung

Validierter Bim Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattus Bim. Immunogen: synthetisches Peptid aus der N-terminalen Region. Ideal für Apoptose-Forschung. SWISS O43521.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Bim Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	BAM; BIM; BOD; Bim
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10018
Gen-ID	10018
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen Bim (O43521) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O43521
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel