


Anti-Bim-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43521

Artikelnummer: CM0019470



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Bim (BCL2L11) für die Apoptoseforschung. Validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Mechanismen des programmierten Zelltods.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Bim-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BAM; BIM; BOD; Bim
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10018
GeneID	10018
Immunogen	Synthetisches Peptid – ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100–198 des humanen Bim (NP_619527.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43521
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Kühlakku