


Anti-Bin1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - 000499

Artikelnummer: CM0003542



Einführung

BIN1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA bei Human, Maus, Ratte. Ideal zur Untersuchung von Membrankrümmung, T-Tubulus-Bildung, Endozytose und MYC-Aktivität. Geeignet für klinische Diagnostikforschung und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BIN1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CNM2; AMPH2; AMPHL; SH3P9; BIN1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	274
Gen-ID	274
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 400-593 von humanem BIN1 (NP_647601.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O00499
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel