


Anti-Bin1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00499

Artikelnummer: CM0006659



Einführung

Anti-BIN1 kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. BIN1 (Amphiphysin II) reguliert Membrankrümmung, Endozytose und T-Tubulus-Bildung. Ideal für Neurowissenschaften und Muskelforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BIN1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliase	CNM2; AMPH2; AMPHL; SH3P9; BIN1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	274
GenID	274
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 511-593 von menschlichem BIN1 (NP_647593.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00499
Proteinmasse	65kDa
Versand	Eisbeutel