


Anti-Bin1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00499

Artikelnummer: CM0020810



Einführung

Kaninchen-polyklonaler BIN1-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches und Ratten-BIN1 (~65 kDa). Ideal für die Erforschung von Membranumbau, Endozytose und neuromuskulären Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BIN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CNM2; AMPH2; AMPHL; SH3P9; BIN1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	274
GeneID	274
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 230-409 von humanem BIN1 (NP_647601.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O00499
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel