

Anti-Bin2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q39011

Artikelnummer: CM0019531

Einführung

Affinitätsgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper gegen Arabidopsis thaliana BIN2 (Shaggy-verwandte Proteinkinase Eta). Geeignet für Western Blot und ELISA. Negativer Regulator der Brassinosteroid-Signalübertragung. UniProt Q39011.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BIN2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ATSK21; BRASSINOSTEROID-INSENSITIVE 2; DWARF 12; DWF12; F28A21.120; F28A21_120; SHAGGY-LIKE KINASE 21; SK21; UCU1; ULTRACURVATA 1; BIN2
Spezies	Arabidopsis thaliana
Gen-ID	827605
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 281-380 von Arabidopsis thaliana BIN2 (NP_193606.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q39011
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Icebag