

Anti-Bin3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nqy0

Artikelnummer: CM0018445

Einführung

Anti-BIN3 kaninchenpolyklonaler Antikörper für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit menschlichem, murinem und rattigem BIN3 (~30 kDa). Ideal für die Forschung zu Zellteilung und Aktin-Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BIN3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	BIN3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55909
Gen-ID	55909
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-253 von menschlichem BIN3 (NP_061158.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NQY0
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel