

Anti-Biotin-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa

Artikelnummer: CM0000021

Einführung

Hochspezifischer Biotin-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper für Western Blot (WB) und ELISA. Mit synthetischem Peptid-Immunogen validiert. Weit gefasste vorhergesagte Kreuzreaktivität. Ideal für den Biotin-Nachweis in Forschungs- und IVD-Workflows.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin-Kaninchen-mAk
Spezies	Mensch
GenelD	CAS:58-85-5
Immunogen	Synthetisches Peptid Biotin
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Andere (weit gefasste Vorhersage)
Versand	Eistüte