

## Anti-Biotinidase (Btd) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P43251

Artikelnummer: CM0029710

### Einführung

BTD Kaninchen pAb zielt auf humane Biotinidase, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum Biotinstoffwechsel und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | BTD Kaninchen pAb                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | BTD                                                                                                                        |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                     |
| GenID (Mensch)    | 686                                                                                                                        |
| GenID             | 686                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 284-543 des humanen BTD (NP_000051.1) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                        |
| SWISS             | P43251                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 61 kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                  |