


Monoklonaler Anti-Bip/Grp78-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11021

Artikelnummer: CM0012156



Einführung

Maus-monoklonaler Antikörper gegen humanes BiP/GRP78, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu endoplasmatischem Retikulumstress, Proteinfaltung und Infektionskrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BiP/GRP78-Maus-mAb
Bemerkungen/Alias	BIP; GRP78; HEL-S-89n
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3309
GeneID	3309
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisiertes Peptid, abgeleitet von humanem BiP/GRP78.
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11021
Proteingewicht	72 kDa
Versand	Kühlbeutel