


Anti-Bip/Grp78 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P11021

Artikelnummer: CM0005586



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches BiP/GRP78 gerichtet ist und für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA validiert wurde. Erkennt endogenes BiP in Mensch, Maus, Ratte und Schwein. Unverzichtbar für Studien zu ER-Stress, Chaperonen und viralem Eintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BiP/GRP78 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BiP; GRP78; HEL-S-89n; BiP/GRP78
Spezies	Mensch
Gen-ID	3309
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 531-630 von menschlichem BiP/GRP78 (NP_005338.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Schwein
SWISS	P11021
Proteingewicht	72 kDa
Versand	Eisbeutel