


Anti-Bip/Grp78 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P11021

Artikelnummer: CM0016258



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes BiP/GRP78 (HSPA5). Geeignet für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Studien zu ER-Stress und Chaperonen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BiP/GRP78 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BIP; GRP78; HEL-S-89n; BiP/GRP78
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3309
Gen-ID	3309
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 550-650 von humanem BiP/GRP78 (NP_005338.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11021
Proteingewicht	72 kDa
Versand	Eisbeutel