


Anti-Bip/Grp78 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa) - P11021

Artikelnummer: CM0013569



Einführung

Validierter BiP/GRP78 Kaninchen-polyklonaler Antikörper für Western Blot (WB), IF/ICC, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten BiP, ein ER-Chaperon, das an Proteinfaltung und UPR beteiligt ist. Ideal für ER-Stress- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BiP/GRP78 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BIP; GRP78; HEL-S-89n; BiP/GRP78
Spezies	Human
GeneID (Human)	3309
GeneID	3309
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 550-654 von humanem BiP/GRP78 entspricht (NP_005338.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P11021
Proteingewicht	72 kDa
Versand	Eistasche