


Anti-Birc7 (Kiap/Livin/MI-Iap) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - Q96Ca5

Artikelnummer: CM0012990



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes BIRC7 (Livin, KIAP). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Apoptose- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BIRC7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KIAP; LIVIN; MLIAP; RNF50; ML-IAP; BIRC7
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	79444
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-265 von humanem BIRC7 (NP_647478.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96CA5
Protein-Gewicht	33kDa
Versand	Eistüte