

Anti-Birc7 Polyclonal Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Ca5

Artikelnummer: CM0026285



Einführung

BIRC7 Kaninchen pAb validiert für WB- und ELISA-Nachweis von humanem und murinem BIRC7 (Livin/ML-IAP). Ideal für Forschung zu Apoptose und Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BIRC7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	KIAP; LIVIN; MLIAP; RNF50; ML-IAP; BIRC7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79444
Gen-ID	79444
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-265 des humanen BIRC7 (NP_647478.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96CA5
Proteinmasse	33 kDa
Versand	Eisbeutel