


Anti-Blbp/Fabp7 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - O15540

Artikelnummer: CM0006688



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes BLBP/FABP7, ein Hirn-Lipidbindendes Protein, das an der Entwicklung des Zentralnervensystems beteiligt ist. Validiert für WB, IF-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BLBP/FABP7 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	MRG; BLBP; FABPB; B-FABP; BLBP/FABP7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2173
GenID	2173
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem BLBP/FABP7 (NP_001437.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O15540
Proteingewicht	14 KDa/18 KDa
Versand	Eisbeutel