

Anti-Bloc1S2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Qny1

Artikelnummer: CM0028814

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes BLOC1S2, validiert für WB und ELISA bei Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Biogenese lysosomenassoziierter Organellen, der Neuritenextension und der Zellproliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BLOC1S2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CEAP, BLOS2, BORCS2, CEAP11, BLOC1S2
Spezies	Human
GenID (Human)	282991
GenID	282991
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 44-142 von humanem BLOC1S2 (NP_776170.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q6QNY1
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel