

Anti-Bloc1S3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Qny0

Artikelnummer: CM0023339

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes BLOC1S3, validiert für IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zur Biogenese lysosomenverwandter Organellen, einschließlich Studien zum BLOC-1-Komplex.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BLOC1S3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RP; HPS8; BLOS3; BLOC1S3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	388552
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-202 von humanem BLOC1S3 (NP_997715.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6QNY0
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel