

Anti-Bloc1S6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9UI45

Artikelnummer: CM0026193

Einführung

BLOC1S6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattiges BLOC1S6/Pallidin, eine Untereinheit des BLOC-1-Komplexes, der für die Biogenese lysosomenverwandter Organellen und den intrazellulären Transport essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BLOC1S6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PA; HPS9; PLDN; BLOS6; PALLID; BLOC1S6
Spezies	Human
GeneID	26258
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-170 des humanen BLOC1S6 entspricht (NP_036520.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UL45
Protein-Gewicht	20kDa
Versand	Eistasche