


Anti-BLVRB Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P30043

Artikelnummer: CM0025745



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes BLVRB (FLR, BVRB), validiert in WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Häm-Abbau, Redox-Biologie und Insulin-Signalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BLVRB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FLR; BVRB; SDR43U1; HEL-S-10; BLVRB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	645
Gen-ID	645
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-206 von humanem BLVRB (NP_000704.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30043
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel