

Monoklonaler Anti-Bmal1-Antikörper Für Wb, Elisa - 000327

Artikelnummer: CM0005507



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes BMAL1 (Gen ARNTL), validiert für WB und ELISA. Erkennt endogenes BMAL1 bei Mensch, Maus und Ratte. Wichtiges Reagenz für Studien zu circadianen Rhythmen, Stoffwechsel und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BMAL1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliase	TIC; JAP3; MOP3; ARNTL; PASD3; ARNTL1; BMAL1c; bHLHe5; BMAL1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	406
GenID	406
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-600 von humanem BMAL1 (000327) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	000327
Proteinmasse	69 kDa
Versand	Eisbeutel