

Anti-Bmal1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 000327

Artikelnummer: CM0022082



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-BMAL1-Antikörper (Kaninchen), validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für circadiane Rhythmusforschung und IVD-Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BMAL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	TIC; JAP3; MOP3; ARNTL; PASD3; ARNTL1; BMAL1c; bHLHe5; BMAL1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	406
Gen-ID	406
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 380-510 des menschlichen BMAL1 (NP_001284648.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00327
Proteinmasse	69 kDa
Versand	Eispackung