


Anti-Bmi1 Polyclonal Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P35226

Artikelnummer: CM0015006



Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen humanes Bmi1 (PCGF4/RNF51), geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Zielt auf die Polycomb-Komplexprotein BMI-1 ab, ein Chromatinregulator, der an der Genrepression und Erhaltung von Stammzellen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Bmi1 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	PCGF4; RNF51; FLV12/BMI1; flvi-2/bmi-1; Bmi1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	648
Gen-ID	648
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 120-326 von humanem Bmi1 (NP_005171.4) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P35226
Proteinmasse	37kDa
Versand	Eisbeutel