


Anti-Bmi1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P35226

Artikelnummer: CM0015782



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Bmi1 (PCGF4/RNF51), ein Kernprotein der Polycomb-Gruppe. Validiert für WB, IP, ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für epigenetische und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Bmi1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PCGF4; RNF51; FLV12/BMI1; flvi-2/bmi-1; Bmi1
Spezies	Human
Gen-ID	648
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem Bmi1 (NP_005171.4) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P35226
Protein-Gewicht	37kDa
Versand	Eistasche