


Anti-Bmi1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35226

Artikelnummer: CM0002611



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Polycomb-Komplexprotein BMI-1 (Bmi1, PCGF4). Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch und Ratte. ~37 kDa, Schlüssel für die Erforschung von Chromatinremodellierung und Genstilllegung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Bmi1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	PCGF4, RNF51, FLV12/BMI1, flvi-2/bmi-1, Bmi1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	648
GenID	648
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 227-326 von menschlichem Bmi1 entspricht (P35226)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P35226
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel