


Anti-Bmp1 Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - P13497

Artikelnummer: CM0019263



Einführung

BMP1 Kaninchen polyklonaler Antikörper (pAb) für humane Proben, validiert in IF/ICC und ELISA. Zielgerichtet gegen Prokollagen-C-Proteinase, die an der ECM-Bildung und Knochenreparatur beteiligt ist. Geeignet für Matrixbiologie und entwicklungsbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	BMP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	PCP; TLD; OI13; PCP2; PCOLC; BMP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	649
GenID	649
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 725-986 von humanem BMP1 (NP_006120.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13497
Proteinmasse	111 kDa
Versand	Eisbeutel